

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC di additivo/kg di materiale fresco			
Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio.								
1k20758	<i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 contenente almeno 1×10^{10} UFC/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar EN 15787. Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 in caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio: 1×10^8 UFC/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	29 marzo 2028

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

